

FICHE TECHNIQUE

Lit pédiatrique avec lit accompagnant intégré



CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en métal et bois
- Rails amovibles en métal
- Revêtement en poudre électrostatique
- Armoire en bois avec tiroirs incluse
- Structure sur 4 roulettes (diamètre 125mm) et 4 roulettes sur le lit d'accompagnement (diamètre 50mm)
- Matelas compris avec le lit pédiatrique
- Mouvement de dos et Trendelenburg avec le mécanisme amortisseur.

